



FICHE INFO MATÉRIEL MÉDICAL ROBIN DES TOITS

DÉSACTIVATION DU BLUETOOTH DES PROTHÈSES AUDITIVES

Procédure à répéter à chaque mise en route matinale

Appuyez sur la touche (ON) durant 5 à 7 secondes, selon les marques.
Quand le voyant vert s'allume, maintenir l'appui sur la touche jusqu'à ce que ce voyant devienne orange. Alors relâchez l'appui sur la touche.

Il y a deux avantages à cette désactivation :

1. Vous économisez la batterie
2. Vous évitez votre exposition à 1V/m en permanence

Il faut bien sur éteindre (OFF) la prothèse le soir.

Certains prothésistes auditifs ne connaissent pas cette procédure.